

再現性のある測定データが
新たな科学の扉を開く


肌の「今」をブレなく見抜く

研究に貢献するビジネスパートナー

私たちは、「センシング技術で未来を拓く」という missionのもと、光学・電子・制御分野における革新的な技術をカタチにし、精密測定機器の開発に取り組んでいます。

優れた研究成果、新たな発見は、確かな測定データから生まれます。

「ブレのない測定が、揺るぎない知見へとつながる」。私たちは、高い再現性と信頼性を誇る物性データを提供し、研究者の研究を強力に支える精密機器メーカーです。



株式会社ウェイブサイバー

所在地 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木1-15-9

TEL 048-487-8649


メール business@wavecyber.com

公式サイト <https://wavecyber.com/>


お問合せ 電話番号またはメールからご連絡ください。



WSK-P500UX 高精度 お肌油分水分測定器



測定環境温湿度表示画面



お肌の油分水分 総合評価画面

-従来機にない精度で、肌状態を的確に分析定-

Why WSK-P500UX ?

-測定者・被検体の影響を最小限に-

- 測定機器に起因する誤差の発生を解決した設計
- 測定者に起因する誤差の発生を最小限に抑えた設計
- 測定環境に起因する誤差を最小限にするモニタリング機構搭載

Product Highlights

- ✓ ワンタッチ、短時間（約3秒）で6項目を同時取得（油分・水分・不快指数ほか）
- ✓ 自動測定開始機構 搭載
- ✓ 押し当て圧力リアルタイムモニタリング機能 搭載
- ✓ 再現性が高く、信頼性試験や基礎研究にも最適
- ✓ 国内外の研究機関・製薬企業・大学病院などで導入実績有り

Development Concept

従来の水分測定機は、測定環境の影響を受けやすいという課題がありました。

「お肌油分水分測定器」は、皮膚にかかる圧力をリアルタイムで検知し、手技プレを抑制。

正確な実測に基づく測定原理と、測定時の環境温湿度の同時計測により、測定機器・測定者・測定環境の3要因を制御し、常に安定したデータを提供します。

誰が測っても、ブレない。研究にもカウンセリングにも最適な一台です。




幅広い採用実績

- 研究機関：医薬品メーカー、化粧品メーカー、大学研究室、公的研究機関
- 医療機関：大学病院、皮膚科クリニック
- 店舗現場：化粧品カウンターなどの店頭カウンセリング

製品仕様

標準通信インターフェース	Bluetooth Ver1.2 Class2	
動作環境	温度	15～30℃
	湿度	60％以下（ただし結露なし）
測定項目（6項目）	油分	0～99の相対値測定
	水分	0～99の相対値測定
	環境温度	℃
	環境湿度	％
	不快指数	計算値
	総合評価	A～Gの7段階評価（オプションによるカスタマイズ対応可能）
1回あたり測定時間	約 3 秒（被検体により解析時間が多少前後します）	
手技ブレ防止機能	押し当て圧力モニタリング	
	自動測定測定開始機構	
本体サイズ	110mm×43mm×25mm	



株式会社ウェイブサイバー

所在地 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木1-15-9

TEL 048-487-8649

メール business@wavecyber.com

公式サイト <https://wavecyber.com/>

お問合せ 電話番号またはメールからご連絡ください。

